



- Akne-Patches**
- versorgt & schützt das Gewebe
 - Hydrokolloid-Gel
 - absorbiert Wundsekrete
 - heilungsfördernd
 - latexfrei

Hinweis:
Akne-Patch nach einmaligem Gebrauch entsorgen. Nicht auf eingecremten Hautstellen anwenden. Kühl & trocken lagern.

- Anwendungsbeispiele:**
- die erkrankte Hautstelle mild reinigen und trocknen
 - die Schutzfolie abziehen, das Akne-Patch vorsichtig auf die zu behandelnde Hautstelle aufbringen und leicht andrücken
 - ein optimales Behandlungsergebnis liegt vor, wenn sich das Akne-Patch zu lösen beginnt - die Behandlung kann bei Bedarf wiederholt werden
 - fördern durch einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich die natürliche Heilung von Akne-Spots



Akne-Patches



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Akne-Patches	3 Größen		transparent	24 Stück	99325	6499325